



# 2GX

L'AUDACIEUX.  
Fonctionnel et robuste.



Le 2GX allie les avantages d'un châssis pliant modulaire avec la solidité et les propriétés amortissantes du titane. Ajoutez les possibilités de réglage maximales, et vous obtenez un fauteuil qui vous donne encore plus d'autonomie, où que vous roulez.



# 2GX

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHÂSSIS	Pliant par croisillon, titane Conception modulaire Entièrement réglable
OPTIONS CHÂSSIS	Potences fixes Potences escamotables Châssis surbaissé Châssis charge élevée Châssis motorisable Châssis renforcé
LARGEUR TOTALE, PLIÉ*	10.75"
LARGEUR TOTALE FAUTEUIL*	23"
POIDS DE TRANSPORT*	Potences fixes - 13.1 lbs Potences escamotables - 15.5 lbs
POIDS UTILISATEUR MAX.	265 lbs Standard 350 lbs Charge élevée
LARGEUR D'ASSISE	12" - 22"
PROFONDEUR D'ASSISE	12" - 20"
HAUTEUR D'ASSISE AVANT	13.5" - 21"
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE	13" - 20"
INCLINAISON D'ASSISE	0°, 2°, 4°, 6° ou 8°
ANGLE DE POTENCE	Potences fixes - 70°, 80° ou 85° Potences escamotables -70°, 80°, 85° ou 90°
RÉGLAGE DU CENTRE DE GRAVITÉ	6"
ROUES AVANT	23 possibilités
ROUES ARRIÈRE	67 possibilités
MAINS COURANTES	15 possibilités
CONFORT	Pliant, dossier inclinable Dossier/châssis réglable en profondeur
ESTHÉTIQUE	6 finitions pour châssis en titane 16 coloris de châssis 7 coloris ultrasuede 8 coloris roue Spinergy
GARANTIE	Garantie à vie pour le cadre, 1 an pour les composants TiLite

\*Poids/largeur basés sur un fauteuil de 16" x 16", avec déclive de 0°, voie des roues arrières au minimum et équipement standard. Les roues arrière ne sont pas incluses dans le poids de transport. À titre indicatif, une paire de roues arrière standard de 24" pèse 7.2 lbs.

### CONCEPTION MODULAIRE.

Grâce à la conception modulaire du châssis, le fauteuil 2GX est reconfigurable sur place. Ceci comprend l'ajout de systèmes d'assise en seconde monte, le changement entre potences fixes et potences escamotables, et l'extension de la largeur et/ou de la profondeur pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

### CONFIGURATION PERSONNALISÉE.

Ajoutez des options et des composants à votre fauteuil pour répondre à vos spécificités et bénéficier d'un confort d'utilisation maximal : roues, mains courantes, pneus, freins, coloris, tattoo, etc. TiLite propose plus d'options que n'importe quelle autre marque!

Pour en savoir plus sur l'éventail d'options pour tirer le meilleur parti de votre fauteuil TiLite, visitez [www.permobil.ca/support/tilite](http://www.permobil.ca/support/tilite).