

permobil

POWER WHEELCHAIRS



À VOS MARQUES,
PRÊTS, ROULEZ!

K300
PS Jr.



SUSPENSION PUISSANTE

Permet une conduite plus en douceur, même sur un terrain accidenté, pour vous aider à gérer vos aventures futures.



HAUTEMENT CONFIGURABLE

L'assise réglable s'adapte aux enfants de toute taille.



ACCODOIR MULTI-MOUVEMENT

Accoudoir parfaitement positionné avec rotation unique et mouvements de retournement facilitant les transferts.

OPTIONS DE COULEUR



Volcano Red



Pop Star Pink



Cobalt Blue



Purple Rain



Phantom Grey



Onyx Black

Caractéristiques

Poids max. utilisateur	165 lbs
Vitesse max.	5 mph, 6.5 mph
Autonomie	16 mi*
Largeur totale châssis	24"
Longueur totale châssis	40"
Rayon de giration	25"
Franchissement d'obstacles	3"
Type de batterie recommandé	Groupe 34
Poids avec batteries	272 lbs
Électronique R-net	90A
Pente maximale	10° en haut, 6° en bas†
Distance entre le sol et le siège	16.5" (ascenseur) 16.5", 17.25", 18" (tube de selle)

Élévation électrique de l'assise	8"
Réglage électrique de l'inclinaison d'assise	0° – 45° (électrique) 0° – 45° (manuel)
Recline manuelle	85° – 120°
Réglage électrique du repose-jambes	70° (escamotable) 90° – 150° (monte centrale)
Hauteur de dossier	16.5" – 22.5"
Profondeur d'assise	10" – 18"
Largeur d'assise	11" – 16"
Largeur d'accoudoir	10", 13"

* La plage de conduite réelle varie en fonction des conditions de conduite et de la batterie.
† Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les pratiques de conduite sécuritaires.

