

permobil
POWER WHEELCHAIRS

AVENTURE
EST EN ATTENTE...

K450
MX



EXPLOREZ PLUS

Système de siège spécialement conçu pour que le monde soit à portée de main.

PNEUS DURABLES

Les gros pneus crevés améliorent la traction et réduisent l'entretien.

SUSPENSION À 4 ROUES

Système de suspension conçu pour un meilleur équilibre, une conduite et une sécurité améliorées.

D'en haut ou d'en bas, explorez plus.



Caractéristiques

Poids max. utilisateur	125 lbs
Vitesse max.	5 mph
Autonomie	17 mi*
Largeur totale châssis	25"
Longueur totale châssis	35"
Rayon de giration	28"
Franchissement d'obstacles	2.5"
Type de batterie recommandé	Groupe 34
Poids avec batteries	337 lbs
Électronique R-net	90A
Pente maximale	10° en haut, 10° en bas†
Distance entre le sol et le siège	3" - 26" (ascenseur)
Élévation électrique de l'assise	8"
Inclinaison électrique	0° - 45°
Recline manuelle	85° - 105°
Réglage manuelle du repose-jambes	90° - 125°
Hauteur de dossier	14" - 22.5"
Profondeur d'assise	10" - 18"
Largeur d'assise	10", 12", 14", 16"
Largeur d'accoudoir	8", 12.5"

OPTIONS DE COULEUR



Chili Pepper Red



Pop Star Pink



Extreme Yellow



Titan Blue



Platinum Silver



Onyx Black

*La plage de conduite réelle varie en fonction des conditions de conduite et de la batterie.

†Reportez-vous au manuel du propriétaire pour connaître les pratiques de conduite sécuritaires.