

permobil

M5 CORPUS®



**LE MOTEUR DE
VOTRE LIBERTÉ**

M5 CORPUS® LE MOTEUR DE VOTRE LIBERTÉ

Confort exceptionnel et performance en extérieur.

Le M5 Corpus suit les mouvements naturels de votre corps, vous donnant une expérience de conduite inégalée, vous pouvez ainsi rester assis plus longtemps et rouler sur de plus grandes distances, en particulier à l'extérieur.

Avec les suspensions Agile sur chacune des roues, il établit de nouvelles normes de confort pour les fauteuils roulants à 6 roues, apportant stabilité et adhérence dans les pentes comme sur un sol irrégulier. Cette

stabilité signifie que vous pouvez conduire tout en étant lifté au maximum.

Le système d'assise Corpus est entièrement personnalisable et prévu pour aider à réduire le risque de développer des escarres. Avec la possibilité de combiner cinq fonctions d'assise électriques, couplées avec trois mémoires d'assise programmables, votre confort et votre bien-être sont assurés.

Le confort de conduite exceptionnel du M5 vous offre plus de possibilités, surtout

à l'extérieur, afin que vous puissiez oser de nouvelles expériences en toute confiance.

Notre dernier manipulateur intègre BLUETOOTH® et infrarouge, ce qui signifie que vous pouvez vous connecter à votre téléphone mobile, contrôler votre tablette ou votre PC et même vous connecter à votre environnement*, par exemple contrôler le téléviseur ou allumer ou éteindre les lumières.

*Peut nécessiter un équipement supplémentaire dans votre maison, non fourni par Permobil.

CARACTÉRISTIQUES



Suspensions Agile

Avec des suspensions sur les 6 roues, le système Agile vous offre les meilleurs confort, stabilité et adhérence sur les pentes et les obstacles, en particulier à l'extérieur et sur un sol irrégulier. Il permet également d'augmenter votre sécurité lors d'une conduite énergique. Avec l'option des roues pneumatiques, le confort est optimal.



Active Height

Roulez avec votre assise liftée jusqu'à 14", à une vitesse de 0.6 mph et avec l'intégralité des suspensions. Ce que vous ne retrouverez sur aucun autre fauteuil roulant à 6 roues !

AVANTAGES

Une solution complète

La combinaison de la position d'assise centrale du M5, des suspensions sur chacune des roues et des moteurs puissants, offre une solution complète alliant conduite naturelle et protection optimale contre les vibrations, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Le système d'assise soutient parfaitement votre corps et garantit une position d'assise confortable et fonctionnelle. Vous pouvez utiliser la bascule d'assise et l'inclinaison du dossier électriques afin

d'obtenir une position de relaxation, mais également pour décharger le poids du corps, réduisant ainsi les points de pressions.

Le dossier biomécanique optionnel vous garantit de vous positionner parfaitement après utilisation de la bascule d'assise ou de dossier et contribue à votre confort afin de réduire les risques de cisaillement.

Le relève-jambe électrique vous permet d'élever vos jambes de 12" au-dessus du

coeur, permettant un drainage et aidant à réduire le risque d'œdème.

Votre position de détente favorite ou vos réglages préférés peuvent être mémorisés dans le joystick afin de les retrouver plus rapidement.

Nous pouvons répondre à tous vos besoins spécifiques grâce à une large gamme d'accessoires vous permettant de rester assis et détendu plus longtemps dans votre fauteuil et ainsi profiter au maximum de votre journée.

ACCESSOIRES

Assise et positionnement Coussin d'assise ROHO®

- » QUADTRO SELECT®
- » CONTOUR SELECT®
- » HYBRID ELITE®
- » ERGO AIR®

Accessoires Permobil Original

- » Appui-tête
- » Cale-tronc
- » Cale-cuisse
- » Support-mollet
- » Cale-hanche
- » Support amputation

Dispositifs d'aide à la direction & connectivité avec le joystick

- » Souris avec connexion Bluetooth – contrôle jusqu'à 2 dispositifs (PC et tablette, par exemple)
- » Connexion infrarouge vous permettant de contrôler votre environnement

Supports et accessoires divers

- » Supports pour téléphone & tablettes
- » Porte-gobelet ajustable
- » Pochette sous accoudoir
- » Sac à nécessaire médical
- » Porte-béquilles
- » Support pour oxygène
- » Porte-bagages

Dossier biomécanique.

Le mouvement exclusif du dossier biomécanique de l'assise Corpus garantit un changement de position optimal afin de réduire les risques de cisaillement et assurer une position parfaite, permettant à votre corps de se détendre correctement.

Système d'assise Corpus®.

Offre une gamme de fonctions d'assise électriques avec de nombreux avantages cliniques.

Les technologies BLUETOOTH® et infrarouge sont intégrées dans les manipulateurs. Connectez-vous à votre environnement !

Active Reach

Vous disposez de 20° de proclive* à n'importe quel niveau d'élévation, y compris lifté au maximum, vous offrant une meilleure accessibilité au monde qui vous entoure.

* Au-delà de 10°, nécessite un accessoire supplémentaire.

Les fonctions de mémoire facilitent la répétition des positions de soulagement des points de pression.

Vitesse maximale

de 7.5 mph.

Le système anti-vibration garantit une conduite en douceur et stable en ligne droite.

Personnalisez le fauteuil
avec votre couleur préférée.



La suspension Agile sur chacune des roues, y compris les roues motrices, offre une performance de conduite en extérieur exceptionnelle. Confort, traction et stabilité - partout où vous allez. Choisissez des roues gonflables pour plus de confort.



SPÉCIFICATIONS

Poids max. utilisateur	300 lbs
Vitesse max.	7.5 mph
Autonomie	16 mi*
Largeur totale châssis	25"
Longueur totale châssis / Roulettes anti bascule incluses	37.5"
Rayon de giration	21.5"
Franchissement d'obstacles	3"
Type de batterie recommandé	Groupe 24
Poids avec batteries	430 lbs
Électronique R-net	120 A
Hauteur d'assise	17.5", 18.5", 19.5"
Élévation électrique de l'assise	14"
Réglage électrique de l'inclinaison d'assise	0°–50° <i>postérieur</i> 5°, 10° & 20° <i>antérieur</i>

Réglage électrique du dossier	85°–120° (<i>manuel</i>) 85°–180° (<i>électrique</i>)
Réglage électrique du repose-jambes	85°–170°
Hauteur de dossier	20", 23"–28" (par 1")
Profondeur d'assise	14"–22" (par 1")
Largeur d'assise	17"–23" (par 2")
Largeur d'accoudoir	10", 13", 16", 18"

* L'autonomie peut être réduite si le fauteuil roulant est utilisé fréquemment sur des pentes, un sol irrégulier ou pour une conduite avec franchissement fréquent de trottoirs.

FONCTIONS ÉLECTRIQUES



Bascule d'assise avant/ procline



Bascule d'assise arrière



Élévateur d'assise/Lift



Relève-jambes réglables en angle



Inclinaison de dossier

COLORIS



SUNBURST ORANGE



RADIANT RED



POWER PINK



OCEAN BLUE



TITAN BLUE



GALACTIC GREEN



PHANTOM GREY



MIDNIGHT BLACK

*Options hydrographiques disponibles dans Mossy Oak, Carbon Fiber, et CDG Poly.

REVÊTEMENT



SIMILI CUIR



TISSU NOIR

Ces caractéristiques peuvent varier en fonction de la configuration du fauteuil. Des restrictions des fonctions du fauteuil peuvent être nécessaires lors de certaines configurations, en fonction du poids de l'utilisateur. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur, téléchargeable depuis le site internet Permobil ou contactez votre distributeur Permobil local.

permobil